

Pocket II™

Précision
en une touche



Pachymétrie Ultrasonore



Pocket II™

Synonyme d'innovation constante depuis 1993, l'expertise échographique de **Quantel Medical** est reconnue mondialement par les ophtalmologistes. **Pocket II™** est un pachymètre portable permettant d'obtenir des mesures précises de l'épaisseur cornéenne que ce soit pour le suivi des patients glaucomateux ou pour les procédures de chirurgie réfractive.

■ Idéal pour le glaucome

La pachymétrie est un outil essentiel dans l'appréciation de la pression intraoculaire et dans le suivi des patients glaucomateux.

Pocket II™ permet une mesure rapide et précise de l'épaisseur cornéenne grâce à sa sonde de 20 MHz et à sa précision de ± 5 microns.

■ Facile d'utilisation

D'une mesure centrale à la réalisation d'une cartographie cornéenne pour une application en chirurgie réfractive, le logiciel s'adapte à l'utilisation souhaitée.

Le mode automatique permet d'obtenir une série de 10 mesures et le calcul automatique de la moyenne et de l'écart type.

Grâce à une alimentation sur pile lui conférant une totale autonomie, Pocket II™ est utilisable aussi bien en cabinet de consultation qu'au bloc opératoire.

■ Gestion des données

Pocket II™ se connecte directement à une imprimante à port parallèle et sa mémoire interne permet de stocker jusqu'à 10 examens.



- Gamme de mesure : 200 - 999 microns
- Précision : ± 5 microns
- Fréquence de transducteur : 20 MHz
- Dimensions : 200 (H) x 100 (l) x 45 (P) mm
- Poids : 450 gr
- Piles : 4 x LR6 - 1,5 V
- Documentation : Port parallèle pour une imprimante Epson, Canon et HP. RS 232 pour connexion PC

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

©2013. Quantel Medical, Pocket II™ est une marque déposée de Quantel Medical. Tous droits réservés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

www.quantel-medical.com

Siège social

Quantel Medical
11, rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Avorgne - FRANCE
Tél : +33 (0)4 73 745 745
Fax : +33 (0)4 73 745 700
E-mail : contact@quantel-medical.fr

Amérique du Nord

Quantel USA
601 Haggerty Lane
Bozeman, MT 59715 - USA
Tél : +1 877 782 6835
Fax : +1 406 522 2005
E-mail : info@quantelmedical.com

Bureaux

Thaïlande, Chiang Mai
Brésil, Rio De Janeiro

 **Quantel**
medical


0459
ISO 9001-13485